

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifrd1 Pour Wb, Elisa - 000458

Numéro d'article: CM0029723

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFRD1 humain (PC4/TIS7) pour Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la différenciation médiée par le NGF et la régulation du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFRD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3475
Identifiant du gène	3475
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00458
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace