

Anticorps Polyclonal Anti-Ift74 Pour Wb, Elisa - Q96Lb3

Numéro d'article: CM0017492

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine homologue de transport intraflagellaire 74 (IFT74), validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la ciliogenèse et la flagellogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFT74 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMG1 ; BBS22 ; CCDC2 ; CMG-1 ; JBTS40 ; SPGF58 ; IFT74
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	80173
ID du gène	80173
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-372 de l'IFT74 humain (NP_001092694.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96LB3
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace