

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ift81 Pour Wb, Elisa - Q8Wya0

Numéro d'article: CM0028351

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFT81 humain (CDV1), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur les cils, le complexe IFT B et la signalisation SHH. SWISS Q8WYA0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFT81 Rabbit pAb
Remarques / alias	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Espèce	Humain
GeneID	28981
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-676 de l'IFT81 humain (NP_054774.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WYA0
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace