

Anticorps Monoclonaux Anti-Ift88 Pour Wb, Elisa - Q13099

Numéro d'article: CM0003869

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IFT88 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse du cil primaire et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IFT88 Lapin mAb
Remarques/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8100
GeneID	8100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 534-833 de l'IFT88 humain. (NP_783195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13099
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace