

Anticorps Polyclonal Anti-Ift88 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13099

Numéro d'article: CM0013206

Introduction

Anticorps IFT88 polyclonal de lapin validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les cils et l'autophagie. (SWISS : Q13099)

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFT88 pAb de lapin
Remarques/Alias	DAF19 ; TG737 ; TTC10 ; hTg737 ; D13S1056E ; IFT88
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8100
GeneID	8100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 534-833 de l'IFT88 humain (NP_783195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13099
Poids protéique	93 kDa
Expédition	Sac de glace