


Anticorps Polyclonal Anti-Igf1 Pour Wb - P05019

Numéro d'article: CM0020987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGF1 humain (facteur de croissance analogue à l'insuline I) pour Western blot. Réagit avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation des facteurs de croissance, de l'apoptose et du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IGF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IGF ; MGF ; IGFI ; IGF-I ; IGF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3479
GeneID	3479
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 65-165 de l'IGF1 humain (NP_000609.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P05019
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace