


Anticorps Polyclonal Anti-Igf1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Numéro d'article: CM0017281



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de croissance de type insuline 1 humain (IGF1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'IGF1 de souris. Idéal pour les études sur la signalisation des facteurs de croissance, le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Espèce	Humain
GeneID	3479
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'IGF1 humain (NP_000609.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05019
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace