


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Numéro d'article: CM0017250



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'IGF1 humain pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Applicable aux recherches sur la signalisation des facteurs de croissance, le métabolisme et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Spécifications du produit	Détails
Nom du produit	IGF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3479
GeneID	3479
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'IGF1 humain (NP_000609.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05019
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace