

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf1R Pour Wb, Elisa - P08069

Numéro d'article: CM0018374



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGF1R humain (CD221/IGFIR). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation IGF, de la biologie du cancer et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps polyclonal de lapin anti-IGF1R
Remarques/Alias	IGFR ; CD221 ; IGFIR ; JTK13 ; 1R
Espèce	Humain
GeneID	3480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1201-1367 de l'IGF1R humain (NP_000866.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08069
Poids moléculaire de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace