


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2 Pour If/Icc - P01344

Numéro d'article: CM0023642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGF2 humain, adapté pour l'IF/ICC. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la croissance fœtale, le métabolisme du glucose et la différenciation tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IGF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; facteur de croissance de type insuline 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3481
GeneID	3481
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-180 de l'IGF2 humain (P01344).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01344
Poids moléculaire	20kDa/26kDa
Expédition	Sac de glace