


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01344

Numéro d'article: CM0021502



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin IGF2 validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec une réactivité croisée pour les échantillons humains, murins et de rat. L'immunogène recombinant assure une détection fiable du facteur de croissance analogue à l'insuline II dans les études sur la croissance fœtale, le métabolisme et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IGF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRDF ; SRS3 ; IGF-II ; PP9974 ; C11orf43 ; IGF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3481
GeneID	3481
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-180 de l'IGF2 humain (NP_000603.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01344
Poids Moléculaire Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace