

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2Bp1/Imp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzi8

Numéro d'article: CM0017540



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-IGF2BP1/IMP1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'IGF2BP1 humaine, souris, rat ; idéal pour la recherche en biologie de l'ARN, le cancer et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IGF2BP1/IMP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10642
ID de Gène	10642
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 478-577 de l'IGF2BP1/IMP1 humaine (NP_006537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZI8
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace