


Anticorps Monoclonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y6M1

Numéro d'article: CM0004970



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IGF2BP2/IMP2 pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'IGF2BP2/IMP2 humain (66/62 kDa), une protéine de liaison à l'ARN qui régule la stabilité et le transport des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP2/IMP2 mAb de lapin
Remarques / Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-595 de l'IGF2BP2/IMP2 humain (NP_001007226.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6M1
Poids de la protéine	66 kDa/62 kDa
Expédition	Sac de glace