


Anticorps Polyclonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Pour If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Numéro d'article: CM0013165



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible l'IGF2BP2/IMP2 humain (également appelé IMP-2, VICKZ2), validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Étudiez son rôle dans le transport des ARNm et le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	IMP2 ; IMP-2 ; VICKZ2 ; IGF2BP2/IMP2
Espèce	Humain
GeneID	10644 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-599 de l'IGF2BP2/IMP2 humain (NP_006539.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y6M1
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac de glace