


Anticorps Polyclonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Numéro d'article: CM0026239



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre IGF2BP2/IMP2, une protéine de liaison à l'ARN clé impliquée dans le transport et la stabilité de l'ARNm. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP2/IMP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10644
GeneID	10644
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-599 de l'IGF2BP2/IMP2 humaine (NP_006539.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6M1
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace