


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2Bp2/Imp2 Pour Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

Numéro d'article: CM0022859



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGF2BP2/IMP2 humain. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine d'environ 66 kDa impliquée dans la stabilité et le transport des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin IGF2BP2/IMP2
Remarques/Alias	IMP2 ; IMP-2 ; VICKZ2 ; IGF2BP2/IMP2
Espèce	Humain
GeneID	10644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-599 de l'IGF2BP2/IMP2 humain (NP_006539.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6M1
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace