


Anticorps Polyclonal Anti-Igf2Bp3 Pour Wb, Elisa - 000425

Numéro d'article: CM0028782



Introduction

IGF2BP3 pAb de lapin pour WB, ELISA. Validé chez l'Homme, la Souris et le Rat. Cible la protéine 3 de liaison à l'ARNm du facteur de croissance insulín-like 2 (IMP3/KOC). Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Espèce	Humain
GeneID	10643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'IGF2BP3 humain (NP_006538.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00425
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace