


Anticorps Polyclonal Anti-Igf2Bp3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00425

Numéro d'article: CM0029972



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGF2BP3 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines de liaison à l'ARN dans le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Espèce	Humain
GeneID	10643 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-579 de l'IGF2BP3 humain (NP_006538.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00425
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace