


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igf2Bp3/Imp3 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - 000425

Numéro d'article: CM0006563



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'IGF2BP3/IMP3 humain, validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les protéines de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP3/IMP3 AcM de lapin
Remarques/Alias	KOC ; CT98 ; IMP3 ; KOC1 ; IMP-3 ; VICKZ3 ; IGF2BP3/IMP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10643
GeneID	10643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-579 de l'IGF2BP3/IMP3 humain (NP_006538.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000425
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace