

Anticorps Monoclonal Anti-Igfbp1 Pour Wb, Elisa - P08833

Numéro d'article: CM0002865



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'IGFBP1 humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. L'IGFBP1 régule la biodisponibilité des IGF et la migration cellulaire ; utile pour la recherche sur les facteurs de croissance et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3484
GeneID	3484
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 160-259 de l'IGFBP1 humaine (P08833).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08833
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace