

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp1 Pour Wb, Elisa - P08833

Numéro d'article: CM0017045



Introduction

Le pAc de lapin IGFBP1 est un anticorps polyclonal ciblant la protéine de liaison 1 du facteur de croissance de type insuline humaine, valid pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation IGF, la migration cellulaire et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP1 pAc Lapin
Remarques/Alias	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-250 de l'IGFBP1 humaine (NP_000587.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08833
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace