


Anticorps Monoclonal Anti-Igfbp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18065

Numéro d'article: CM0009546



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IGFBP2 humain. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Utile pour la recherche sur la liaison au facteur de croissance analogue à l'insuline, la migration cellulaire et l'apoptose mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Espèce	Humain
ID du gène	3485
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 226 et 325 de l'IGFBP2 humain (P18065)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18065
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace