


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp2 Pour Wb Et Elisa - P18065

Numéro d'article: CM0018020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGFBP2 humain, pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une protéine d'environ 35 kDa. Idéal pour l'étude de la prolifération, la différenciation et la migration médiées par l'IGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3485
Identifiant de gène	3485
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'IGFBP2 humain (NP_000588.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18065
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace