


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp3 Pour Wb Et Elisa - P17936

Numéro d'article: CM0016439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGFBP3 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une bande de 32 kDa et présente une réactivité croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'IGF et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP3 pAb de lapin
Remarques/Alias	IBP3 ; BP-53 ; IGFBP3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3486
ID du gène	3486
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de l'IGFBP3 humaine (NP_000589.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P17936
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Poche de glace