

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp3 Pour Wb Et Elisa - P47878

Numéro d'article: CM0029803

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGFBP3 de souris, validé pour WB et ELISA. Détecte l'IGFBP3 de souris et de rat. Convient pour les études sur l'apoptose et la signalisation IGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IGFBP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IGFBP-3; IGgfbp3
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3486
GenelD	16009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-292 de l'IGFBP3 de souris (NP_032369.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P47878
Poids Moléculaire Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace