

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp4 Pour Wb, Elisa - P22692

Numéro d'article: CM0015630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IGFBP4 validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la biodisponibilité des IGF et de la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3487
GeneID	3487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-258 de l'IGFBP4 humain (NP_001543.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P22692
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac isotherme