

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp4 - P22692

Numéro d'article: CM0020386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGFBP4 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'IGFBP4 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la signalisation IGF et de la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Espèce	Humain
ID de gène	3487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-258 de l'IGFBP4 humaine (NP_001543.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22692
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace