

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Igfbp7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16270

Numéro d'article: CM0010195



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'IGFBP7 humaine (Q16270). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, l'adhésion cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP7 Lapin mAb
Remarques/Alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3490
ID de gène	3490
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'IGFBP7 humaine (Q16270).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16270
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace