

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbp7 Pour Wb, Elisa - Q16270

Numéro d'article: CM0016916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGFBP7 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'IGFBP7 de souris et de rat. Idéal pour étudier la liaison aux facteurs de croissance de type insuline, l'adhésion cellulaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-IGFBP7
Remarques/Alias	AGM ; PSF ; TAF ; FSTL2 ; IBP-7 ; MAC25 ; IGFBP-7 ; RAMSVPS ; IGFBP-7v ; IGFBPRP1 ; IGFBP7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3490
GeneID	3490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-282 de l'IGFBP7 humain (NP_001544.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16270
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace