


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igha1 Pour Wb, Fc, Elisa - P01876

Numéro d'article: CM0027429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGHA1 humain (région constante de la chaîne lourde IgA1). Validé pour WB, FC, ELISA ; adapté à la recherche sur les immunoglobulines et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGHA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IgA1 ; IGHAI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3493
GeneID	3493
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 122 et 353 de l'IGHA1 humain (P01876)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01876
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace