

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ighd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01880

Numéro d'article: CM0002304



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IGHD validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la chaîne lourde constante delta de l'immunoglobuline humaine (P01880) pour la recherche sur les cellules B et l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IGHD mAc Lapin
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IGHD humain (P01880).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01880
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace