


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ighmbp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P38935

Numéro d'article: CM0020902



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IGHMBP2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur les hélicases de l'ARN, la biogenèse des ribosomes et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGHMBP2 pAb de lapin
Remarques/Alias	HCSA ; HMN6 ; CATF1 ; CMT2S ; SMARD1 ; SMUBP2 ; ZFAND7 ; IGHMBP2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3508
ID du gène	3508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540 à 720 d'IGHMBP2 humain (NP_002171.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P38935
Poids moléculaire de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace