

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igsf3 Pour Wb, Elisa - 075054

Numéro d'article: CM0016289

### Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IGSF3 humain (EWI-3) est validé pour le transfert Western et l'ELISA. Convient pour l'étude de l'expression du membre 3 de la superfamille des immunoglobulines dans les tissus du placenta, du rein et du poumon.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | IGSF3 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | V8 ; LCDD ; EWI-3 ; IGSF3                                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant du gène              | 3321                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-562 de l'IGSF3 humain (NP_001007238.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                             |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                            |
| SWISS                            | O75054                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 135 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                      |