

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ihh Pour La Wb Et L'elisa - Q14623

Numéro d'article: CM0024884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IHH (protéine Indian hedgehog), adapté pour la WB et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur le développement osseux et cartilagineux, la signalisation cellulaire et les domaines connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IHH Lapin pAb
Remarques/Alias	BDA1; HHG2; IHH
Espèce	Humain
ID de gène	3549
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-411 de l'IHH humaine (NP_002172.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14623
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace