


Anticorps Polyclonal Anti-Ik Pour Wb, Elisa - Q13123

Numéro d'article: CM0014967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IK humain (Red/RER). Adapté pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le spliceosome et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IK Rabbit pAb
Remarques / Alias	RED; RER; CSA2; IK
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3550
ID du gène	3550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'IK humain (NP_006074.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13123
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace