


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikaros Pour Wb, Elisa - Q13422

Numéro d'article: CM0024698



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Ikaros (Q13422) validé pour WB et ELISA chez l'humain. Cible le facteur de transcription Ikaros impliqué dans la différenciation lymphocytaire et érythroïde. Idéal pour les études d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ikaros pAb de lapin
Remarques/Alias	IK1 ; LYF1 ; LyF-1 ; CVID13 ; IKAROS ; PPP1R92 ; PRO0758 ; ZNFN1A1 ; Hs.54452 ; Ikaros
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10320
GeneID	10320
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 296-457 de l'Ikaros humain (NP_006051.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13422
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace