


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikaros Pour Wb - Q13422

Numéro d'article: CM0022475



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Ikaros humain (IKZF1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA, ChIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation hématopoïétique et le développement des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ikaros Lapin pAb
Remarques/Alias	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10320
GeneID	10320
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-270 de l'Ikaros humain (NP_001207694.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13422
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace