

Anticorps Monoclonal Anti-Ikb α Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0002901



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Ikb α humain (inhibiteur alpha du facteur nucléaire kappa B). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire prédit 36 kDa. Idéal pour les études de signalisation NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ikb α AcM Lapin
Remarques/Alias	IKBA ; MAD-3 ; NFKBI ; EDAID2 ; Ikb α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4792
GeneID	4792
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25963
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace