

Anticorps Polyclonal Anti-Ikba Pour Wb, Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0013236



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IkBa de haute qualité, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'inhibiteur alpha endogène de NF-kappa-B dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie NF-κB et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-IkBa
Remarques/Alias	IKBA ; MAD-3 ; NFKBI ; EDAID2 ; IkBa
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4792
ID du gène	4792
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 166 et 265 de l'IkBa humaine (NP_065390.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P25963
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant