

Anticorps Polyclonal Anti-Ikba Pour Wb, Ip, Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0016911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IkBa humain (inhibiteur alpha du NF-kappa-B), adapté pour le WB, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation NF-κB, l'inflammation et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IkBa Lapin pAb
Remarques/Alias	IKBA ; MAD-3 ; NFKBI ; EDAID2 ; IkBa
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4792
GeneID	4792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-300 de l'IkBa humain (NP_065390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25963
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace