

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ikba Pour Wb, Elisa - Q63746

Numéro d'article: CM0011244

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant IkB α (NFKBIA). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la signalisation NF-kappa-B. Poids moléculaire estimé : 35 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IkB α Rabbit mAb
Remarques / Alias	RL/IF-1; IkB α
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	4792
GeneID	25493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-314 de IkB α de rat (NP_001099190.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q63746
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace