

Anticorps Polyclonal Anti-Ikbip Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Numéro d'article: CM0028787

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IKBIP (inhibiteur de la protéine interagissant avec la kinase du facteur nucléaire kappa-B), un facteur pro-apoptotique régulé par p53. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKBIP Rabbit pAb
Remarques / Alias	IKIP ; IKBIP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	121457
GeneID	121457
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-350 de l'IKBIP humain (NP_963906.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q70UQ0
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace