

Anticorps Polyclonal Anti-Ikbkap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095163

Numéro d'article: CM0018009



Introduction

Anticorps polyclonal anti-IKBKAP de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité humaine, souris et rat. Idéal pour l'étude du complexe élongateur, de la modification des tARN et de la recherche sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKBKAP Lapin pAb
Remarques/Alias	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8518
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1093-1332 de l'IKBKAP humain (NP_003631.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95163
Poids moléculaire	150kDa
Expédition	Sac de glace