

Anticorps Polyclonal Anti-Ikk α Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O15111

Numéro d'article: CM0022893



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IKK α humain, détectant une bande d'environ 85 kDa. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies NF- κ B canoniques et non canoniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKK α Rabbit pAb
Remarques/Alias	BPS2 ; IKK1 ; IKKA ; IKBKA ; TCF16 ; NFKB1A ; IKK-alpha ; IKK α
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1147
GeneID	1147
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de l'IKK α humaine (NP_001269.3).
Source	Lapin
Catégorie	Polyclonal
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15111
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace