


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ikk $\alpha$ Pour Wb, Elisa - O15111

Numéro d'article: CM0007306



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IKK $\alpha$  (CHUK, IKK1, IKKA) humain pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation du NF-kappa-B dans les voies de réponse immunitaire et inflammatoire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | IKK $\alpha$ Rabbit mAb                                         |
| Remarques / Alias    | BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKBKA; IKK-alpha; IKK $\alpha$ |
| Espèce               | Humain                                                          |
| Identifiant de gène  | 1147                                                            |
| Immunogène           | Peptide synthétique                                             |
| Source               | Lapin                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                       |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                     |
| SWISS                | O15111                                                          |
| Poids de la protéine | 85kDa                                                           |
| Expédition           | Sachet réfrigérant                                              |