

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikkε (Ikbke) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Numéro d'article: CM0013026

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IKKε (IKBKE) humaine, adapté pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Détecte IKKε chez l'homme, la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de l'immunité innée et de la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IKKε Rabbit pAb
Remarques / Alias	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-ι; IKKε
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9641
GeneID	9641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 495-716 de l'IKKε humaine (NP_054721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q14164
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace