

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikkε (Ikbke) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14164

Numéro d'article: CM0018577

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre IKKε (IKBKE) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'IKKε endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour l'étude de l'immunité antivirale et des voies de signalisation inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKKε Rabbit pAb
Remarques / Alias	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9641
GeneID	9641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 497-716 de l'IKKε humain (NP_054721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14164
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace