


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ikky Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K9

Numéro d'article: CM0010946



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute affinité ciblant l'IKKγ humain (modulateur essentiel de NF-kappa-B). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la voie de signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin anti-IKKγ
Remarques / Alias	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8517
GeneID	8517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-419 de l'IKKγ humain (NP_003630.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K9
Poids de la protéine	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
Expédition	Sac de glace