


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikky Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K9

Numéro d'article: CM0015157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IKKγ (NEMO) de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation NF-kappa-B et le complexe IKK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKKγ Lapin pAb
Remarques/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
Espèce	Humain
ID de gène	8517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-390 de l'IKKγ humain (NP_003630.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K9
Poids de la protéine	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Expédition	Sac de glace