


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikky Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K9

Numéro d'article: CM0013944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IKKγ (NEMO) validé pour Western Blot, Immunoprécipitation et ELISA. Il reconnaît le modulateur essentiel de NF-kappa-B humain et de souris pour des études sur la signalisation inflammatoire et la recherche sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] IKKy Rabbit pAb
Remarques / Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8517
GeneID	8517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-419 de l'IKKy humain (NP_003630.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6K9
Poids de la protéine	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Expédition	Sac de glace